

## **Funktion CareLink™ Synchronisation**

Die MiniMed™ Mobile App kann Daten automatisch oder manuell mit der CareLink™ Software synchronisieren.

Mit der Option **Jetzt hochladen** können Sie Daten an Ihr CareLink™ Konto senden, um Berichte zu erstellen. Dies kann vor Ihrem Arzttermin hilfreich sein, um sicherzustellen, dass bei diesem Termin die aktuellsten Informationen vorliegen.

Die Automatikfunktion CareLink™ Synchronisation sendet etwa alle fünf Minuten Daten von der App an Ihr CareLink™ Konto. Diese Funktion sendet außerdem automatisch Daten, die ca. alle 24 Stunden zum Erstellen von CareLink™ Berichten verwendet werden. Sie oder eine Vertrauensperson können diese Informationen auf der CareLink™ Website einsehen unter <http://carelink.minimed.com>.

**Hinweis:** Zum Senden der Daten an Ihr CareLink™ Konto muss Ihr kompatibles Mobilgerät mit dem Internet verbunden sein. Bei Nutzung einer Mobilfunkverbindung gelten die Datenübertragungsraten Ihres Mobilfunkanbieters.

**Hinweis:** Die App lädt Daten nur dann auf CareLink™ hoch, wenn sie auf dem kompatiblen Mobilgerät läuft. Wenn Sie das Schließen der App erzwingen, lädt die App keine Daten auf CareLink™ hoch. Lassen Sie die App geöffnet oder im Hintergrund laufen.

Wenn Sie die App einrichten, ist die Funktion CareLink™ Synchronisation standardmäßig eingeschaltet. Wenn die Funktion CareLink™ Synchronisation deaktiviert ist, sendet die App nicht mehr automatisch Daten an Ihr CareLink™ Konto.