


LibreView Konto mit dem Klinik-Account/Praxis teilen

- 1) Link öffnen: <https://www.libreview.com>
- 2) Mit Email-Adresse und Passwort anmelden
- 3) Zum Teilen der Daten mit unserer Klinik/Praxis auf das Optionen-Symbol klicken (blauer Pfeil), dann auf „Kontoeinstellungen“ klicken, den Reiter „Meine Praxen“ anklicken und hinter „Mit Praxis verknüpfen“ die Praxis – ID unserer Klinik eingeben:

AKHKikli



The screenshot shows the LibreView website interface. At the top, there is a navigation bar with the LibreView logo and a blue arrow icon pointing to the right. Below the navigation bar, there is a main content area with a background image of a person holding a smartphone next to a computer monitor displaying data. A white box on the right side of the main content area contains the text "Messgerätedaten hochladen" and "Messgerät am Computer anschließen" with a red lightning bolt icon. Below this text is a green button labeled "Hochladen".

Messgerätedaten hochladen

Messgerät am Computer anschließen
Mehr Info

Hochladen

Tipps zum Hochladen von Daten

Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Kabel für Ihr Gerät haben.
Welches Kabel brauche ich für mein Messgerät?

Welche Messgeräte werden unterstützt?
Unterstützte Messgeräte

Probleme beim Herunterladen der LibreView-Gerätetreiber-Software?
Hier klicken.