

## Upgrade von diasend® auf Glooko®

Nach Vorankündigung durch Prof. Dr. Birgit Rami-Merhar haben Sie am 15.12.2022 eine Email von diasend® erhalten, mit der Einladung, von diasend® auf Glooko® umzusteigen (Option 1). Oder Sie haben nach Login in Ihr persönliches diasend® Konto eine Benachrichtigung erhalten, dass Sie das Upgrade auf Glooko® durchführen können (Option 2).

### Option 1

Das diasend®-Upgrade zu Glooko®!

diasend®

Hallo!

Es ist Zeit, Ihr Konto von diasend® auf Glooko® umzustellen.

Ihre Klinik nutzt jetzt Glooko®. Um Ihre Daten weiterhin mit Ihrem Gesundheitsdienstleister teilen zu können, bitten wir Sie, Ihr Konto zu aktualisieren.


Ihr neues Glooko®-Konto verfügt über aktualisierte Ansichten und Diagramme. Um mehr über Glooko® zu erfahren, [klicken Sie hier](#).

**Bitte beachten:** Nach Abschluss der Umstellung Ihres Kontos haben Sie weiterhin Zugriff auf Ihr diasend®-Konto, um historische Daten einzusehen. In Zukunft sollten Sie zum Hochladen und Überprüfen neuer Daten das neue Glooko®-Konto verwenden.

Die Umstellung Ihres Kontos dauert nur ein paar Minuten. Um zu beginnen, folgen Sie bitte den [Schritten hier](#).

Mit freundlichen Grüßen,  
Das Glooko Team


### Option 2



Wenn Sie bereit sind, das Upgrade durchzuführen, klicken Sie bitte auf „Schritten hier“ bzw. „Upgrade zu Glooko“.

Nun werden Sie gebeten, Ihre Postleitzahl und Handynummer (optional) anzugeben und Ihre Emailadresse zu korrigieren oder zu bestätigen.

Bitte beachten Sie, dass diese E-Mailadresse Ihr Benutzername für Ihr Glooko-Konto sein wird und, dass Sie Zugang zu dieser E-Mailadresse benötigen um Ihr Glooko-Konto zu aktivieren.



Deutsch ▾


### Fügen Sie Ihre Postleitzahl und Mobiltelefonnummer hinzu

Die Bereitstellung dieser Informationen erleichtert es uns, Ihre Identität zu bestätigen und die Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten.

Postleitzahl

Mobiltelefonnummer (optional)

Weiter



Deutsch ▾

### Ist das noch immer Ihre E-Mail-Adresse?

Bearbeiten Sie Ihre E-Mail-Adresse, wenn sie nicht mehr aktuell ist. Sie müssen Zugriff auf die E-Mail haben, um die Umstellung abzuschließen.


E-Mail

Bearbeiten

Weiter

Sie erhalten jetzt eine E-Mail zur Aktivierung Ihres neuen Glooko Kontos. Bitte überprüfen Sie eventuelle Spam- und Werbe-Ordner falls Sie die E-mail nicht in Ihrem Posteingang sehen.

Die E-mail sieht wie folgt aus (siehe Bild).



Nachdem Sie auf "Aktivieren" klicken, sehen Sie ein neues Fenster. Hier werden Sie darum gebeten, ein Passwort zu erstellen und Ihr Geburtsdatum anzugeben. Bitte beachten Sie, dass Sie auch die Benutzerbedingungen akzeptieren müssen, um Ihr Konto aktivieren zu können.

**glooko** Deutsch

**Aktivieren Sie Ihr Konto**

Mit Glooko können Sie die Daten Ihres Diabetesgeräts synchronisieren und Ihre Aktivitäten verfolgen, um die Auswirkungen auf Ihren Blutzuckerspiegel zu erkennen.

Web Mobil

**Kennwort erstellen**

Kennwortanforderungen: mindestens 8 Zeichen, 1 Zahl und 1 Sonderzeichen (!@#)

**Geburtsdatum**

Tag  Monat  Jahr

**Geschäftsbedingungen**

- Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten durch Glooko gemäß Glookos [Datenschutzerklärung](#) zu.
- Ich habe die [Glooko-Nutzungsbedingungen](#) gelesen und stimme diesen zu.
- (Optional) Ich stimme zu, aktuelle Informationen, News und andere Marketingmitteilungen per E-Mail zu erhalten. Mir ist bekannt, dass ich diese jederzeit abbestellen kann.

Aktivieren

Besuchen Sie Glooko © 2022 Glooko Inc. alle Rechte vorbehalten

**glooko** Deutsch

**Aktivieren Sie Ihr Konto**

Mit Glooko können Sie die Daten Ihres Diabetesgeräts synchronisieren und Ihre Aktivitäten verfolgen, um die Auswirkungen auf Ihren Blutzuckerspiegel zu erkennen.

Web Mobil

**Kennwort erstellen**

Kennwortanforderungen: mindestens 8 Zeichen, 1 Zahl und 1 Sonderzeichen (!@#)

**Geburtsdatum**

Tag Monat Jahr

**Geschäftsbedingungen**

- Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten durch Glooko gemäß Glookos [Datenschutzerklärung](#) zu.
- Ich habe die [Glooko-Nutzungsbedingungen](#) gelesen und stimme diesen zu.
- (Optional) Ich stimme zu, aktuelle Informationen, News und andere Marketingmittellungen per E-Mail zu erhalten. Mir ist bekannt, dass ich diese jederzeit abbestellen kann.

Aktivieren

Besuchen Sie Glooko © 2022 Glooko Inc. alle Rechte vorbehalten

In den nächsten Schritten wählen Sie die Geräte aus, die Sie für Ihr Diabetesmanagement verwenden und es werden Informationen zur jeweiligen Kompatibilität angezeigt (z.B. ob es möglich ist Daten von Ihrem Gerät per Glooko Mobile app oder per Glooko Uploader zu synchronisieren).

Sobald Sie Ihr Konto aktiviert haben, sehen Sie nach dem Einloggen in Ihr neues Glooko Konto eine Pop-up Mitteilung, die Sie zur Installation des Glooko® Uploaders und dem Anschließen von Apps führt (sofern zutreffend).

**glooko** FF

Zusammenfassung | Diagramme | Protokoll | Geräte

**Franz Ferdinand** [Profil](#)  
 Geburtsdatum: 14.06.1984 | Diabetes: Typ 1

[PDF-Bericht erstellen](#)

Zeitraum: 2 Wochen

03. - 16. Febr. 2022  
2 Wochen

**Glukose (BZ)**

0%	Sehr hoch > 13,9 mmol/L	Median	- mmol/L
0%	Hoch 10,1-13,9 mmol/L	Höchster Wert	- mmol/L
0%	Sollbereich 3,9-10 mmol/L	Niedrigster Wert	- mmol/L
0%	Niedrig 3-3,8 mmol/L	Wert	- mmol/L
0%	Sehr niedrig < 3 mmol/L		

Messwerte/Tag

[Werte anzeigen \(nach Mahlzeit\)](#)

**Willkommen bei Glooko!**

[Der Einstieg](#)

**glooko** FF

Zusammenfassung | Diagramme | Protokoll | Geräte

**Franz Ferdinand** [Profil](#)  
 Geburtsdatum: 14.06.1984 | Diabetes: Typ 1

[PDF-Bericht erstellen](#)

Zeitraum: 2 Wochen

03. - 16. Febr. 2022  
2 Wochen

**Glukose (BZ)**

0%	Sehr hoch > 13,9 mmol/L	Median	- mmol/L
0%	Hoch 10,1-13,9 mmol/L	Höchster Wert	- mmol/L
0%	Sollbereich 3,9-10 mmol/L	Niedrigster Wert	- mmol/L
0%	Niedrig 3-3,8 mmol/L	Wert	- mmol/L
0%	Sehr niedrig < 3 mmol/L		

Messwerte/Tag

[Werte anzeigen \(nach Mahlzeit\)](#)

**Holen Sie sich den Glooko® Uploader**

Wenn Sie den Uploader zum Hochladen Ihrer Gerätedaten verwenden, müssen Sie nun den Glooko Uploader installieren.

[Holen Sie sich Glooko® Uploader](#)

[Später erledigen](#)

## Upgrade erfolgreich durchgeführt – erste Schritte


**Bitte beachten Sie, dass Sie ihre Diabetes-Geräte zukünftig nicht mehr via diasend®, sondern via Glooko® uploaden müssen!**

Nachdem Sie erfolgreich von diasend® auf Glooko® upgegradet haben, sind dies die nächsten Schritte, die Sie unternehmen müssen:

### **1. Installieren Sie den Glooko® Uploader**

Wenn Sie ein physisches Gerät haben, das auf Glooko® hochgeladen werden muss, müssen Sie den Glooko® Uploader installieren, um Ihre Daten übertragen zu können.

Wenn Sie sich zum ersten Mal in Ihr Glooko® Konto einloggen, sollten Sie ein Popup-Fenster sehen, das Sie zur neuen Software führt. Wenn Sie dieses Pop-up versäumt haben, finden Sie die Software auch in Ihrem Profil (das Sie direkt neben Ihrem Namen finden) im Abschnitt "Apps und Geräte".



## 2. Passen Sie das neue Konto an Ihre Präferenzen und Ihren Behandlungsplan an

Ihr Glooko®-Konto kann an Ihre Präferenzen und Ihren persönlichen Behandlungsplan angepasst werden.

Gehen Sie zu Ihrem Profil, um Einstellungen wie Ziel-BZ-Bereiche, Maßeinheiten und tägliche Zeitbereiche anzupassen. Diese Einstellungen spiegeln sich in den Glooko®-Berichten wider, die in Ihrem Konto angezeigt werden.

*Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Änderungen an Ihrem Behandlungsplan vornehmen.*

**Dateneinstellungen**

Maßeinheit  mg/dl  mmol/l

Pumpen-BZ-Eintrag - Einstellungen [Standard wiederherstellen](#)

In die Statistik einfügen  Ja  Nein

BZ-Zielbereiche [Standard wiederherstellen](#)

Unterer Grenzwert 70 mg/dl    Vor dem Essen Oberer Grenzwert 130 mg/dl    Nach dem Essen Oberer Grenzwert 180 mg/dl

Tägliche Zeitrahmen\* [Standard wiederherstellen](#)

05:00 ▼ MORGEN → 10:00 ▼ NACHMITTAG → 15:00 ▼ ABEND → 21:00 ▼ NACHT → MORGEN

\*Ereignisse, die vor dem Morgen auftreten, erscheinen in der vorherigen Nacht. Um die Ereignisse strikt den Kalendertagen zuzuordnen, legen Sie fest, dass „Morgen“ um Mitternacht beginnt.

## 3. Verbinden Sie Ihre Apps

Wenn Sie Aktivitätstracker oder diabetesspezifische Apps verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie diese erneut mit Ihrem neuen Konto verbinden. Dies können Sie in Ihrem Profil unter „Apps und Geräte“ tun.

**Apps und Geräte**

Apps und Geräte verbinden

Omnipod®-PDM hochladen

Glooko Uploader beziehen

Dexcom-Konto verbinden

Mit Eversense-Konto verbinden

iGlucose-Geräte verbinden